



WILMA

Wireless Medical Adapter
Mehr Mobilität für fahrbare Untersuchungsgeräte

- Keine zweite Steckdose notwendig
- Stromversorgung über USB
- Freies Aufstellen der Geräte durch Drahtlostechnik
- Stammdaten per Funk abfragen
- Bilder/Filme per Funk speichern



Mit dem WILMA verbinden Sie mobile Untersuchungsgeräte einfach und sicher mit Ihrem WLAN.

Die Herausforderung

Sie wollen Untersuchungsgeräte mobil nutzen und mit dem WLAN verbinden, aber Sie haben nicht überall genügend Steckdosen und die gängigen USB WLAN Adapter haben nicht die Sendeleistung die Sie benötigen. Diese Adapter sind Ihnen sowieso nicht stabil genug anzubringen.

Unsere Lösung

- Unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n - 2,4 Ghz und 5 Ghz Frequenz Band
- Kann im „single-client-mode“ und „multi-client-mode“ mit bis zu 16 Geräten in Verbindung mit einem Hub / Switch genutzt werden
- Gigabit Ethernet kompatibel
- Unterstützte WLAN-Verschlüsselung:
WEP (64 Bit/ 128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES),
IEEE 802.1X EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-LEAP

Ihr Nutzen

- sichere Funkverbindung
- volle Mobilität für das Untersuchungsgerät
- keine manuellen Eingriffe notwendig; vollautomatische Verbindung mit dem WLAN

Unsere Leistung

Sie erhalten eine vollständige Lieferung. Keine weiteren Anschaffungen notwendig.

Das Kit besteht aus

- Wireless Bridge
- Y-USB2 Power-Kabel 0,5 m Meter
- CAT-Kabel 0,5 m, Befestigungsmaterial

DEKOM Engineering GmbH

Seit der Gründung im Jahre 1984 war die DEKOM Engineering GmbH mit einer Vielzahl von Lösungen zuerst auf dem Markt und konnte sich als innovativer und zuverlässiger Partner der Krankenhäuser etablieren.

Die DEKOM Engineering GmbH bietet seit 30 Jahren Lösungen im Bereich DICOM, HL7 und allen Varianten des Video-Standards von S-Video zu HDTV.

In über 3.000 Installationen haben wir die Zuverlässigkeit unserer Produkte und unserer Firma bewiesen.

Unsere Produkte genügen den höchsten Anforderungen und ein extern geprüftes QM-System sorgt für die Beibehaltung der sorgfältigen Produktionsprozesse.



www.dekom-medical.de

DEKOM Medical – Ihr IT-Partner in Klinik und Praxis.

Wie Sie uns erreichen

Sie möchten genauer wissen, wie wir Sie unterstützen können? Dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind gern für Sie da!

DEKOM Engineering GmbH · Hoheluftchaussee 108 · 20253 Hamburg

Tel.: +49 40 734422-200 · info@dekom-medical.de